

COLESTEROL HDL-LDL-VLDL

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Evaluación del riesgo cardiovascular.

Preparación Del Paciente :

El paciente requiere ayuno de 8–12 horas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Días De Procesamiento : Diario

Interferencias :

El plasma con EDTA produce valores disminuidos.

Estabilidad Y Preparación :

7 días a 2–8°C. 1 mes a -60°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 500 uL

Sinonimo :

–

Examen : COLESTEROL HDL-LDL-VLDL