

CREATININA, DEPURACION

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad para evaluar función renal.

Preparacion Del Paciente :

No debe realizar ejercicio previo a la toma de muestra.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

Suero/Plasma: 24 horas a 2-8°C.

Orina: 4 días a 2-8°C.

Refrigerar la muestra durante la recolección.

Orina de 24 horas: Anotar diuresis.

Se requiere además de la orina tomar una muestra de sangre.

Tipo De Muestra :

Suero – 500 uL. Plasma con Heparina de litio o EDTA – 500 uL.

Orina de 24 H – 2 mL.

Sinonimo :

—

Examen : DEPURACION DE CREATININA