

CRIOAGLUTININAS

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

Prueba útil para el diagnostico de enfermedad por aglutininas frías, infecciones por Mycoplasma pneumoniae, enfermedad hepática crónica, ciertas enfermedades virales y ayuda a determinar la causa de anemia hemolítica.

Preparacion Del Paciente:

No requiere condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : 24 horas reporte preliminar, al 6° dia reporte definitvo.

Dias De Procesamiento: Diario

Interferencias:

_

Estabilidad Y Preparacion:

5 días de 2-8°C.

Tipo De Muestra:

Suero - 500 ul.

Sinonimo:

Aglutininas Frías

Examen: CRIOAGLUTININAS