

CRYPTOSPORIDIUM

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad en el estudio de diarreas intensas en pacientes normales en contacto frecuente con animales susceptibles al parásito y pacientes inmunocomprometidos.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 24 horas

Dias De Procesamiento : Diario (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

48 horas a 2-8°C

Tipo De Muestra :

Materia fecal – 5g

Sinonimo :

—

Examen : CRYPTOSPORIDIUM - COLORACION (AAR MODIFICADA)