

DIMERO D

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

La prueba es de utilidad en pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, por coagulación intravascular diseminada (CID) y activación de los sistemas procoagulante y fibrinolítico. Su determinación es más específica para la detección de la coagulación intravascular diseminada (CID) que la prueba de productos de degradación del fibrinógeno.

Preparacion Del Paciente:

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados: Diario **Dias De Procesamiento**: Diario

Interferencias:

Hemolisis, lipemia o ictericia.

Estabilidad Y Preparacion:

6 meses a -20°C

Tipo De Muestra:

Plasma citratado

Sinonimo:

Fragmento dimero-D; Fragmento de degradación de la fibrina.

Examen: Dímero-D

^{*} Actualmente sirve como factor pronóstico en los casos de covid-19.