

FERRITINA

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

Diagnóstico de deficiencia de hierro y condiciones que presentan sobrecarga de hierro.

Preparacion Del Paciente:

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

Tiempo Entrega Resultados: Diario **Dias De Procesamiento**: Diario

Interferencias:

Hemolisis, lipemia o ictericia.

Estabilidad Y Preparacion:

7 días de 2-8°C. 12 meses a -20°C.

Tipo De Muestra:

Suero - Plasma: 500 uL

Sinonimo:

_

Examen: FERRITINA