

SIFILIS, ANTICUERPOS

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Confirmar la presencia de anticuerpos contra el *Treponema pallidum*, estableciendo así el diagnóstico de sífilis.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Contaminacion bacteriana.

Estabilidad Y Preparacion :

5 días de 2–8°C.

Tipo De Muestra :

Suero o Plasma – 500 uL

Sinonimo :

Prueba Confirmatoria para Sífilis; *Treponema Pallidum*, anticuerpos específicos

Examen : SIFILIS, ANTICUERPOS