

GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

Las pruebas de tolerancia a la glucosa son una de las herramientas empleadas para diagnosticar la diabetes.

Preparacion Del Paciente:

En ayunas.

Antes de realizar la curva se debe hacer determinación de glucosuria en orina. Si el resultado de la glucosuria es positiva, se toma solamente la muestra de sangre en ayunas.

El paciente debe permanecer en el Laboratorio durante la prueba y abstenerse de hacer ejercicio, comer, fumar o tomar demasiada agua durante la prueba.

Tiempo Entrega Resultados: Diario **Dias De Procesamiento**: Diario

Interferencias:

_

Estabilidad Y Preparacion:

8 horas a 15-25°C. 72 horas a 2-8°C.

Tipo De Muestra:

Suero - plasma: 500uL

Sinonimo:

PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA

Examen: CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA