

GLUCOSA POSTPRANDIAL

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

Para estudio del metabolismo de los carbohidratos y para diagnosticar la diabetes mellitus o controlar su tratamiento.

Preparacion Del Paciente:

Se toma una muestra de sangre en ayunas. Se indica al paciente que tome la hora en que termina de desayunar y exactamente dos horas después debe regresar al laboratorio para que se le tome otra muestra de sangre.

Durante estas dos horas el paciente debe abstenerse de hacer ejercicio, comer, fumar o tomar demasiada agua.

Tiempo Entrega Resultados: Diario **Dias De Procesamiento**: Diario

Interferencias:

_

Estabilidad Y Preparacion:

8 horas a 15-25°C. 72 horas a 2-8°C.

Tipo De Muestra:

Suero - plasma: 500uL

Sinonimo:

_

Examen: GLUCOSA POSTPRANDIAL