

GRAM COLORACION

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Para determinar la presencia y el tipo de microorganismos en una muestra determinada obtenida de la zona en la cual se sospecha que existe una infección, o de una muestra de microorganismos cultivados, para posteriormente poder realizar otras pruebas de identificación de microorganismos y optar por el tratamiento adecuado.

Preparacion Del Paciente :

No aplicarse cremas o similares en el sitio de toma de muestra si esta es externa.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

Las placas coloreadas se pueden mantener indefinidamente. Se deben proteger del polvo ambiental.

Tipo De Muestra :

Lesiones varias y liquidos corporales.

Sinonimo :

TINCION DE GRAM

Examen : GRAM COLORACION