

## HERPES I – II (IgG e IgM)

### Descripción

#### Campos meta

#### Utilidad Clínica :

Para hacer un cribado o un diagnóstico de la infección por el virus herpes simple. Cuando se presentan síntomas de una infección por el virus herpes simple, como vesículas o ampollas alrededor del área genital, úlceras en la cavidad oral o síntomas de meningitis vírica.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

Sueros hiperlipemicos o hemolizados no son aceptables.

#### Estabilidad Y Preparacion :

7 días de 2 – 8°C. 1 mes a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero : 500 uL

#### Sinonimo :

Virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 (VHS-1 y VHS-2).

**Examen :** HERPES I - II - IgG - IgM