

KOH – PREPARACION

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Descartar infección micótica.

Preparacion Del Paciente :

No lavar la zona, ni agregar cremas o tratamientos antes de la toma de la muestra. No cortar las uñas o piel descamada. No haber recibido tratamiento con antifúngicos al menos 1 semana antes de la toma de la muestra.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

4 días a 18-25°C.

Tipo De Muestra :

Lugar de la lesion

Sinonimo :

—

Examen : KOH - PREPARACION