LDH - DESHIDROGENASA LACTICA

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

En conjunto con otras pruebas, cuando el médico sospecha la presencia de una enfermedad crónica o aguda que causa destrucción tisular o celular y quiere identificar la fuente de la lesión y monitorizar el problema.

Históricamente ha sido utilizada para ayudar al diagnóstico y monitorización del infarto de miocardio, pero actualmente ha sido totalmente reemplazada por la troponina.

Preparacion Del Paciente:

No requiere condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : Diario Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias:

Muestras hemolizadas son inaceptables.

Estabilidad Y Preparacion:

7 días a 15 – 25°C. 4 días de 2 – 8°C. 6 semanas -20 °C.

Tipo De Muestra:

Suero – Plasma con Heparina de litio : 500 ul

Sinonimo:

deshidrogenasa lactica, lactato Deshidrogenasa

Examen: LDH