

LEISHMANIA, ANTICUERPOS IGG

Descripción

Campos meta
Utilidad Clinica:

Deteccion de leishmaniasis.

Preparacion Del Paciente:

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados: 10 dias

Dias De Procesamiento: 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias:

Estabilidad Y Preparacion:

1 semana a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra:

Suero - 2mL

Sinonimo:

_

Examen: LEISHMANIA, ANTICUERPOS IGG