

LEPTOSPIRA, ANTICUERPOS IGM

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Para el diagnóstico de infección por *Leptospira* sp.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : 3 días

Dias De Procesamiento : 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis, lipemia e ictericia.

Estabilidad Y Preparacion :

48 horas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1mL

Sinonimo :

–

Examen : LEPTOSPIRA, ANTICUERPOS IGM