

MICOPLASMA PNEUMONIAE IGG

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Mycoplasma pneumoniae es la causante de infecciones a nivel respiratorio, principalmente en forma de neumonía atípica primaria. Los anticuerpos IgG son detectables después de la segunda semana de la aparición de los síntomas.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Semanal

Dias De Procesamiento : Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

1 semana a 2-8°C- 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1mL

Sinonimo :

—

Examen : MICOPLASMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IGG