

## PROGESTERONA

### Descripción

#### Campos meta

#### Utilidad Clínica :

Para verificar si existe una función normal de las células lúteas, un cuerpo lúteo funcional, confirmar la ovulación, evaluación de la función ovárica y aseguramiento de la estabilidad placentaria.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

#### Estabilidad Y Preparacion :

5 días de 2 – 8°C. 6 meses a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero – Plasma: 500 uL

#### Sinonimo :

—

**Examen :** PROGESTERONA