

SARAMPION, ANTICUERPOS IGG-IGM

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Diagnóstico de infección activa por virus del sarampión.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 2 semanas

Dias De Procesamiento : 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

Estabilidad Y Preparacion :

1 semana a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1 mL

Sinonimo :

–

Examen : SARAMPION, ANTICUERPOS IGG-IGM