

TEST DE TZANCK

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

El test de Tzanck es una herramienta útil para verificar la infección por miembros de la familia herpesvirus.

Preparación Del Paciente :

No aplicar cremas o medicamentos sobre la lesión.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Días De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Ninguna.

Estabilidad Y Preparación :

Los extendidos deben colorearse preferiblemente antes de las 24 horas. Después de coloreadas se pueden guardar indefinidamente.

Tipo De Muestra :

Extendido obtenido por impronta del contenido líquido de las vesículas herpéticas o en su defecto por un raspado de la base de aquellas lesiones ulcero-costrosas.

Sinónimo :

—

Examen : Test de tzanck