

TRANSGLUTAMINASA, ANTICUERPOS IGG

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Los niveles de anticuerpos tipo IgG frente a la tTG, son menos precisos para detectar la enfermedad celíaca pero En pacientes celíacos con deficiencia de IgA, los cuales no tienen anti-IgA transglutaminasa tisular detectable, se han reportado altos títulos de IgG anti-transglutaminasa tisular.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

5 días de 2 – 8 °C.

1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero 500 ul

Sinonimo :

—

Examen : Transglutaminasa, anticuerpos IgG