

VITAMINA D

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Para saber si existe un déficit de vitamina D; en caso de estar tratado con vitamina D, para determinar si los suplementos de vitamina D son los apropiados.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 24 horas

Dias De Procesamiento : Lunes, miercoles y viernes

Interferencias :

Hemolisis, lipemia e ictericia

Estabilidad Y Preparacion :

5 días de 2–8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – plasma con EDTA: 500uL

Sinonimo :

Calcidiol

Examen : 25-OH-VITAMINA D