

## HIV 1 – CARGA DE RNA VIRAL

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clinica :

Ástil para monitorear la carga viral en individuos con infecci3n establecida por VIH-1. Provee valoraci3n de carga viral antes del inicio de la terapia y detecta falla terapéutica potencial y/o progresi3n de la enfermedad.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

\* Diligenciar formato de consentimiento informado.

**Tiempo Entrega Resultados :** 24 horas despues de su procesamiento

**Dias De Procesamiento :** 2 veces por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

#### Interferencias :

–

#### Estabilidad Y Preparacion :

24 horas a 18-25°C. 5 dias a 2-8°C. 3 meses a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Plasma – 2mL

#### Sinonimo :

–

**Examen :** HIV 1 - CARGA DE RNA VIRAL